



ТЕПЛО ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ

Карбоновые волокна в спинке сидения действуют как инфракрасный обогреватель, тепло равномерно распределяется и расслабляет напряженные мышцы во время массажа. Функция тепла помогает расслабиться в два раза быстрее, чем при обычном массаже.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 3D-МАССАЖА


3D-массаж в AlphaSonic 3 снимает напряжение нежнее рук массажиста. Сверхчувствительные детекторы в кресле регулируют силу давления роликов. Двойной V-образный массажный механизм движется плавно и точно, благодаря 5 уровням интенсивности 5 уровням скоростей. Это делает массаж живым.

МАССАЖ ИКР И СТОП

AlphaSonic 3 разминает икроножные мышцы и делает массаж рефлекторных зон на стопах. Кресло растирает икры компрессионными подушками и усиленно массирует свод стопы и пятки роликами. Такой массаж поможет расслабиться, если много времени провели на ногах.

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ В НЕВЕСОМОСТИ

Идею Zero Gravity (нулевая гравитация) мы заимствовали у ракетостроителей. Они рассчитали оптимальную позу, чтобы сберечь здоровье космонавтов при перегрузках. Положение Zero-G позволяет полностью разгрузить позвоночник и снимает напряжение. Лежа на массажном столе или кровати, настолько расслабить тело не получится.




Беспроводная зарядка для смартфонов, которые поддерживают функцию NFC

МАКСИМУМ КОМФОРТА




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры в вертикальном положении	142 x 82 x 124 см
Размеры в лежачем положении	179-204 x 82 x 90 x см
Вес	113 кг
Напряжение	220-240 В ~ 50/60 Гц
Номинальная мощность	150 Вт
Время работы	20 минут
braintronics	21 минута
Сертификаты	



Ширина поверхности сиденья 53 см | Ширина плечевой зоны (внутри) 58 см

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn | Germany
www.casada.ru



ALPHASONIC III

timeto relax





ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

BRAINTRONICS®

Технология Braintronics® использует аудиостимуляцию для синхронизации мозговых волн. В сочетании со специально разработанной программой массажа. Тело подверженное стрессу, расслабляется. Независимо от того хотите вы отдохнуть, помечтать или поучиться – все возможно.



Наушники
не входят
в комплект



РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ

Это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц обладает особым успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации.



РАЗМИНАНИЕ

Ролики как будто разминают кожу и мышцы между большим и указательным пальцами, либо между обеими руками. Эта техника массажа применяется для снятия напряжения.



КОМПРЕССИЯ

Воздушные подушки наполняются воздухом и сдуваются, сжимая и разжимая мышцы. Такой массаж снимает тяжесть с ног, выводит лишнюю жидкость из тела и омолаживает.



УГЛЕРОДНО-ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО

Углеродно-инфракрасное тепло проникает в ткани и успокаивает перенапряженные мускулы. Тепло согреет в холодный вечер, расслабит и поможет заснуть.



РАЗМИНАНИЕ И ПОСТУКИВАНИЕ (ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ)

Техника разминания и постукивания снимает напряжение и приводит тело в бодрое состояние.



ПОКОЛЧАЧИВАНИЕ

Эта техника производит короткие постукивающие движения роликами, как будто при помощи ребра ладони или кулака. Это стимулирует мышцы и кожу и расслабляет их.



РОЛЛИКОВЫЙ МАССАЖ НОГ

Массаж стоп снимает тяжесть с ног, стимулирует мышцы, усиливает мускулатуру.



S-LINE

S-образная конструкция направляющей создана на основе естественной анатомии позвоночника. Благодаря конструкции массажные головки особенно близко прилегают к телу, массируя всю спину целиком до области ягодиц.



ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Ставьте кресло в 5 см от стены. Оно само выезжает вперед перед тем как раскладываться. Кресло без Zero-Space всякий раз придется отодвигать от стены перед использованием.



ZERO-G НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

Массажное кресло принимает положение, в котором вы почувствуете себя как космонавт в невесомости.



МАССАЖ ЗОН СПИНЫ

Если сильно напряжена какая-то отдельная часть спины, с помощью пульта задайте конкретную зону и ролики будут массировать только её.



МАССАЖ 3D

Техника массажа, когда роботизированное устройство с роликами двигается не только вверх и вниз, но и вперед и назад.



АКУПРЕССУРНЫЕ ТОЧКИ

Точечный массаж роликами. При нажатии на акупунктурные точки происходит высвобождение эндорфинов, улучшается настроение и самочувствие, а тело наполняется энергией.



РАСТЯЖКА В ОБЛАСТИ КОЛЕНЕЙ

Мягкое растягивающее давление, стимулирует колени и улучшает движение жидкости в теле. Благодаря этому питательные вещества лучше усваиваются, а ваши движения становятся легкими.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ДЛЯ МАССАЖА НОГ

Подставку для ног можно удлинять, настраивая под разный рост.



РЕГУЛИРУЕМАЯ СЪЕМНАЯ ПОДУШКА

В подголовнике есть съемная подкладка, которая смягчает силу воздействия роликов. Если хотите более интенсивный массаж – уберите подушку и наслаждайтесь.



РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И БЛОК ДЛЯ МАССАЖА НОГ

Есть возможность удлинить, или укоротить массажный блок для ног под ваш рост, настроить угол наклона спинки при помощи пульта и панели быстрого доступа.



РЕГУЛИРОВКА В ОБЛАСТИ ПЛЕЧ

Если после сканирования вам хочется подвинуть ролики в области плеч, откорректируйте их с помощью кнопок «вверх» или «вниз». Всего 11 уровней для регулировки.



ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Во время массажа регулируйте силу давления воздухом для вашего комфорта. Сила давления влияет на интенсивность компрессионного массажа. Любите нежный массаж – выберите низкую интенсивность и наоборот.



ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА

Всего три зоны для массажа воздушными подушками: все тело, руки и ноги, нижняя часть тела.



РАСТЯГИВАЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ

Точечная растяжка роликами помогает снять напряжение с отдельных участков спины и активизирует организм.



ШИАЦУ

Шиatsu переводится с японского как «надавливание пальцами». Это мягкие, ритмичные, глубоко проникающие движения роликами. Массаж Шиatsu снимает стресс, успокаивает нервы, позволяет достичь эмоционального и психического равновесия, улучшает состояние кожи.



РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ ПЛЕЧ

Снимает напряжение с плеч и шеи, а также расслабляет трапециевидную мышцу.



РАСТЯЖКА ПОЯСНИЦЫ

Массажные подушки фиксируют ноги и плечи, а кресло раскладывается, растягивая поясницу. Это приятный способ расслабить спину, восстановить подвижность всего тела и сделать мышцы крепкими.



РАЗМИНАНИЕ ИКР

Компрессионные подушки снимают напряжение и тяжесть в ногах.



ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ

Массажные ролики сделают массаж в конкретной выбранной точке тела.



BLUETOOTH

Подключайтесь к стереосистеме кресла с помощью Bluetooth при помощи телефона. Также через Bluetooth с креслом синхронизируется приложение Braintronics.



РОБОТ МАССАЖИСТ

Специально разработанные массажные головки имитируют движение рук массажиста: выдвигаются на расстояние до 6,5 см с максимальным углом в 41 градус и способны массировать шейные и поясничные мышцы с эффективностью рук.



БЫСТРЫЙ ДОСТУП

Дополнительный пульт управления на подлокотнике обеспечивает доступ к основным функциям кресла.



СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА

Технология сканирования определяет размеры вашего тела и степень напряжения мышц, чтобы подобрать комфортную интенсивность массажа. При необходимости настройку можно откорректировать после окончания сканирования.



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Управляйте креслом просто называя параметры массажа (доступно только на английском языке)



БЕСПРОВОДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Функция беспроводной зарядки для мобильных телефонов (NFC).



ФУНКЦИЯ МАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ

Воздушные подушки в области ладоней имеют уникальную функцию массажа с использованием терапии магнитным полем.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

21 автоматическая программа для всего тела сочетает несколько техник массажа.



РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ РОЛИКАМИ

После сканирования расстояние между массажными головками устанавливается автоматически. Также это расстояние регулируется вручную, при помощи пульта. Вы можете выбрать один из трех вариантов: узко, средне и широко.



МУЗЫКА

Слушайте любимую музыку с вашего мобильного устройства во время массажа. Подключайтесь к стереосистеме кресла с помощью Bluetooth



ФУНКЦИИ ПАМЯТИ

При помощи интеллектуальной функции памяти массажное кресло точно воспроизводит ваш любимый вид массажа и начинает процедуру немедленно без сканирования.



СКОРОСТЬ

После сканирования скорость и сила массажа устанавливаются автоматически. Дополнительно эти настройки регулируются вручную. Выбирайте комфортную для себя интенсивность и скорости массажа на одном из 5 уровней.



L-ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ

Ролики делают массаж от шеи до ягодиц.

braintronics®
brainwave stimulation system

Braintronics® – ноу-хау Casada для снятия стресса.

Скачайте приложение с бесплатными мелодиями на основе бинауральных ритмов и запустите одну из программ Braintronics®. Вы погрузитесь в управляемую медитацию с помощью звуковой стимуляции, а массажное

кресло сделает успокаивающий массаж. Закройте глаза и позвольте себе расслабиться. За 21 минуту напряжение уйдет. Когда вы откроете глаза, ваш взгляд будет ясным и уверенным – вы готовы к новым достижениям вместе с Braintronics®!

ALPHASONIC III



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

